

Revitalase 12 Twin, l'arma vincente contro la cellulite.

Nata dalla lunga e autorevole esperienza di Lab&Inventions, specializzata nel laser infrarosso per uso estetico, Revitalase 12 Twin è la nuova apparecchiatura dedicata a contrastare in modo efficace, veloce e sicuro le adiposità localizzate e la cellulite.

Inoltre, utilizzando al meglio i ben noti effetti biologici della luce laser infrarossa sulla materia biologica, permette di tonificare i tessuti ed i muscoli di tutto il corpo.


La combinazione tra l'opto-elettronica avanzata, gli effetti biologici del laser infrarosso ed il manuale applicativo fanno del metodo Revitalase 12 Twin la soluzione vincente per contrastare:

- ✓ adiposità localizzate;
- ✓ cellulite;
- ✓ tonificazione muscoli e tessuti.

I vantaggi concreti della "fotoinduzione biologica".

Il soft-laser infrarosso Revitalase 12 Twin esercita un'azione di fotoinduzione biologica determinando numerosi e benefici effetti sulle parti trattate; permette infatti un migliore utilizzo dell'ossigeno circolante nei tessuti, aiuta il riassorbimento dei liquidi interstiziali eccedenti con effetto antiedematoso, produce un riallineamento armonico del sistema cellulare ed ha anche un effetto antinfiammatorio.

Con il Revitalase 12 Twin è possibile non solo tonificare, drenare, rigenerare tessuti ma anche stimolare i meridiani bioenergetici con risultati visibili già dalle prime applicazioni, sempre piacevoli e antistress.



PhotonLife[®]
by Lab&Inventions



Come agisce il soft-laser infrarosso.

Revitalase 12 Twin è attualmente l'apparecchiatura più evoluta per intervenire efficacemente sulle adiposità localizzate e sulla cellulite.

Il metodo Revitalase 12 Twin è basato sul principio della stimolazione della materia biologica a contatto con la luce, un fenomeno che la scienza ha studiato molto approfonditamente e che già viene utilizzato in diverse discipline che usufruiscono di tecnologie avanzate. Con la scoperta dell'effetto benefico del raggio laser a contatto con i tessuti, mirato sulla specifica lunghezza d'onda di 905 nm, il metodo Revitalase 12 Twin prevede un trattamento indirizzato sui meridiani bioenergetici.

Revitalase 12 Twin agisce in profondità su nervi, vasi linfatici, vene e sulle fibre muscolari e tendinee, stimolando una migliore respirazione cellulare.

Le cellule, attraverso il raggio laser infrarosso, ricevono anche un messaggio dovuto al riallineamento ritmico ed armonico degli scambi elettromagnetici tissutali con ottimi risultati nei trattamenti degli inestetismi. Questa avanzata apparecchiatura è inoltre facilissima da usare, grazie ad un microprocessore che controlla tutte le funzioni consentendo una gestione sicura in ogni trattamento; anche i tempi di applicazione vengono dimezzati rispetto ad altri sistemi.

✓ Effetti biologici della stimolazione tissutale con il soft-laser infrarosso

Nella fisioterapia come nella dermatologica e nell'estetica, il ruolo del laser infrarosso è divenuto insostituibile.

Il laser infrarosso agisce ed interviene infatti con risultati eccellenti su tante situazioni biologiche:

- ✓ *determina un aumento del flusso ematico locale con migliore utilizzo dell'ossigeno da parte delle cellule, per vasodilatazione arteriorale e capillare, con conseguente azione eutrofica ed antiflogistica;*
- ✓ *svolge un'azione antiedemigena per modificazione della pressione idrostatica endocellulare, con riassorbimento dei liquidi interstiziali eccedenti;*
- ✓ *esercita un'azione analgesica locale dovuta all'aumento della soglia di percezione delle terminazioni nervose algotrope;*
- ✓ *stimola i processi metabolici cellulari per sollecitazione del ricambio elettrolitico protoplasmatico;*
- ✓ *assicura un'azione antibatterica locale;*
- ✓ *aiuta i sistemi immunitari aumentando la produzione di anticorpi.*

